



- ① ———— Lampe frontale cyKlop D65
- ② ———— Câble avec connecteur rapide aimanté, au choix 1m ou 2m
- ③ ———— Batterie Powerbank
- ④ ———— Cordon de chargement

INSTALLATION - PREAMBULE

Chargement de la Powerbank ③

Avant la 1ère utilisation, effectuer une charge complète. Le chargement se fait Cyklop non connecté.

Utiliser le cordon USB / micro USB ④ ; connecter la sortie USB sur un chargeur secteur ou sur un port USB d'un ordinateur, et la sortie Micro USB sur la Powerbank.

Le niveau de charge est indiqué par les LED blanches de la powerbank.

Quand la Powerbank est complètement chargée, débranchez le chargeur secteur ou la prise USB de votre ordinateur.

Raccordement de la Powerbank ③ à la lampe Cyklop ①



Ne pas connecter Cyklop à la Powerbank en-cours de charge.

Connecter le câble aimanté ② à la lampe Cyklop ①. Raccorder la sortie USB du câble ② à la Powerbank ③.

Installation du système

Loger le câble sur le côté du bandeau ou de la monture.

Accessoires et Astuces :

Utiliser les pinces fournies pour fixer le câble selon votre confort personnel. Sur monture : caler le câble dans la gaine spirale et ajuster le cordon de maintien de votre monture à votre tête.



UTILISATION / ENTRETIEN

Pour allumer / rallumer

Si la Powerbank ③ est OFF : presser 1 fois sur son bouton ON/OFF.

Si la Powerbank ③ est ON (les LED de charge sont allumées), connecter le câble aimanté ② au Cyklop ①.

Pour éteindre :

Presser 2 fois sur son bouton ON/OFF ;



Période de latence de 2 sec. entre la pression sur le bouton ON/OFF et l'extinction du Cyklop

ou

Détacher le connecteur aimanté ②.

Veille : la Powerbank s'éteint automatiquement au bout de 2mn d'inactivité.

Entretien

Nettoyer avec une lingette douce de désinfection type Durr FD366.

- Equiper le patient avec des lunettes de protection
- A conserver à température ambiante : -20°C à +35°C.
- Ne jamais ouvrir la lampe frontale sous peine d'annuler la garantie.
- Contacter Degré K ou le revendeur local pour obtenir une assistance technique.

v. 2022.05